Instalace Meditelu verze 3

Systémové požadavky

- Operační systém Windows 10, Windows 11.
- .NET Framework verze 4.8.

Použití

```
Meditel-installer.exe [/S] [/SERVER=server] [/PORT=port] [/TLS=stav]
[/ANSWERBACK=kód] [/D=instalační_adresář]
```

Popis

Pro spuštění instalátoru jsou vyžadována administrátorská práva.

Instalace se provádí standardně do adresáře C:\Meditel a to proto, aby k následným automatickým aktualizacím nebylo vyžadováno administrátorských práv.

V rámci instalace se na ploše automaticky vytvoří zástupce Meditelu s názvem IS L3 a to pro všechny uživatele systému (zástupce se vytvoří v adresáři All Users).

Instalaci lze spustit v neinteraktivním režimu, to znamená, že celý proces instalace proběhne bez zásahu uživatele. V tomto případě je ale nutné spustit instalaci s příslušnými parametry.

Aktualizace Meditelu se provádí automaticky a není k ní potřeba administrátorských práv. Při každém spuštění Meditelu a jeho připojení k serveru se provede vyhledání jeho aktualizace a v případě nalezení je aktualizace okamžitě nainstalována bez zásahu uživatele. Předpokladem je, aby běžní uživatelé měli právo zápisu do adresáře, ve kterém je Meditel nainstalován.

Odinstalace programu se provádí standardním způsobem v operačním systému.

Parametry

/S

Provede neinteraktivní (tichou) instalaci.

/SERVER=<u>server</u>

Nastaví IS L3 server na <u>server</u>. Musí jít o IP adresu nebo doménové jméno.

/PORT=<u>port</u>

Nastaví port IS L3 serveru na port. Výchozí hodnota je 23.

/TLS=<u>stav</u>

Nastaví šifrování spojení pomocí TLS na <u>stav</u>. Povolené hodnoty jsou "True" nebo "False".

```
Mediso Art s.r.o.
```

Výchozí hodnota je "False".

/ANSWERBACK=<u>kód</u>

Nastaví answerback klienta na hodnotu kód. Výchozí hodnota je prázdná.

/D=instalační_adresář

Nainstaluje Meditel do adresáře <u>instalační_adresář</u>. Výchozí hodnota je C:\Meditel. Tento parametr musí být uveden jako poslední.

Příklady

> Meditel-installer.exe

provede klasickou interaktivní instalaci.

```
> Meditel-installer.exe /S /SERVER=192.168.1.33 /PORT=23 /TLS=True
/ANSWERBACK=Ucetni /D=C:\Meditel
```

provede neinteraktivní instalaci do adresáře C:\Meditel, server nastaví na 192.168.1.33, port serveru nastaví na 23, zapne šifrování pomocí TLS a answerback klienta nastaví na hodnotu Ucetni.

Snímky obrazovky z průběhu instalace



Úvodní obrazovka instalátoru.

🕘 Instalace Meditel			_		×
	Volba umístění instalace Výběr instalační složky programu Meditel.				
Instalační program nain jiné složky, klikněte na t tlačítko Další.	staluje program Medite tlačítko Procházet a vyt	l do následující slo perte jinou složku.	žky. Chcete-li ir Pokračujte klikr	nstalovat d nutím na	lo
Cilová složka C: Meditel			Proch	názet]
Požadované místo: 622 Volné místo: 9.5 GB Meditel Installer	2.0 KB				
		< Zpět	Další >	Storr	no

Výběr instalačního adresáře. Instalace se provádí standardně do adresáře C:\Meditel a to proto, aby k následným automatickým aktualizacím nebylo vyžadováno administrátorských práv. Běžní uživatelé musí mít do instalačního adresáře právo zápisu.

🕓 Instalace Meditel		_		×			
	Parametry připojení Zadejte parametry připojení.						
Zadejte IS L3 server, ke kterému se má Meditel připojit.							
Server:	192.168.1.33						
Port:	23						
TLS (šifrované	spojení)						
Také můžete vyplnit údaj Answerback, který umožní jednoznačnou identifikaci klienta.							
Answerback:	Ucetni						
Meditel Installer ———	< Zpět Insta	lovat	Store	no			

Zadání parametrů připojení. Položky se předvyplní z předchozí instalace.

Instalace Meditel		_		\times
	Instalace dokončena Instalace byla úspěšně dokončena.			
Dokončeno				
Podrobnosti				
Meditel Installer				
	< Zpět	Další >	Storr	ю

Průběh instalace. Tlačítkem Zobrazit detaily lze zobrazit podrobnější informace.



Hotovo. Instalace je dokončena.